

Anticorpo Policlonale Anti-Prolil Idrossilasi Phd1 (Egln2) Per Wb, Ip, Elisa - Q96Ks0

Numero articolo: CM0024454



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la prolil idrossilasi umana EGLN2 (PHD1/HIF-PH1). Validato per WB, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'ipossia e la via di segnalazione di HIF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Prolil idrossilasi PHD1 (EGLN2) pAb di coniglio
Note/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1
Specie	Uomo
GeneID	112398
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 200-300 della prolil idrossilasi PHD1 (EGLN2) umana (NP_444274.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96KS0
Peso molecolare proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio