

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prop1 Per Wb Ed Elisa - 075360

Numero articolo: CM0021574

introduzione

Convalida la proteina homeobox prophet of Pit-1 (PROP1) con questo anticorpo policlonale di coniglio. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata al topo. Ideale per la ricerca sullo sviluppo ipofisario e sulla CPHD2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PROP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CPHD2; PROP-1; PROP1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	5626
GenelD	5626
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di PROP1 umano (NP_006252.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	075360
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio