

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Proteina Convertasi 9 (Pcsk9) Per Wb, Elisa - Q8Nbp7

Numero articolo: CM0005951



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PCSK9 per WB e ELISA. Riconosce PCSK9 umano, murino e di ratto. Adatto per lo studio dell'omeostasi del colesterolo, della degradazione di LDLR e delle malattie cardiovascolari. SWISS: Q8NBP7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Proteina Convertasi 9 (PCSK9)
Note/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLQC1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	255738
GeneID	255738
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 500-600 della Proteina Convertasi 9 (PCSK9) umana (Q8NBP7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBP7
Peso Proteico	74 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio