

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Proteina Convertasi 9 (Pcsk9) Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbp7

Numero articolo: CM0028127



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Proteina Convertasi 9 (PCSK9) umana. Adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Mira al regolatore del colesterolo PCSK9 di 74 kDa. Ideale per la ricerca sulla degradazione di LDLR e il metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Proteina Convertasi 9 (PCSK9)
Note/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proteina Convertasi 9 (PCSK9)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	255738
ID Gene	255738
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 590-692 della Proteina Convertasi 9 (PCSK9) umana (NP_777596.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBP7
Peso Proteico	74 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio