

Anticorpo Policlonale Anti-Pros1 Per Wb, Elisa - P07225

Numero articolo: CM0014694



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la proteina S umana (PROS1). Validato per WB e ELISA con reattività tra uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla coagulazione e la trombosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PROS1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PSA; PROS; PS21; PS22; PS23; PS24; PS25; THPH5; THPH6; PROS1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5627
GeneID	5627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 405-676 della PROS1 umana (NP_000304.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07225
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio