

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfatasi Acida Prostatica (Acpp) Per Wb E Elisa - P15309

Numero articolo: CM0009709



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Fosfatasi Acida Prostatica umana (ACPP), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro alla prostata, l'attività della fosfatasi e le fibrille SEVI dell'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfatasi Acida Prostatica (ACPP) mAb di coniglio
Annotazioni / Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatic Acid Phosphatase (ACPP)
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	55
GenelD	55
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Fosfatasi Acida Prostatica umana (PAP/ACPP) (P15309).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P15309
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato