


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfatasi Acida Prostatica (Acpp) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Numero articolo: CM0020104



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la Fosfatasi Acida Prostatica umana (ACPP). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul cancro e studi sulle fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfatasi Acida Prostatica (ACPP) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Fosfatasi Acida Prostatica (ACPP)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55
ID Gene	55
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-386 della PAP/Fosfatasi Acida Prostatica umana (ACPP) (NP_001090.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15309
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio