

Anti-Fosfatasi Acida Prostatica (Acpp) Coniglio Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Numero articolo: CM0003480



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la Fosfatasi Acida Prostatica umana (ACPP), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sul cancro e sull'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfatasi Acida Prostatica (ACPP) Coniglio PolymAb®
Note/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55
GeneID	55
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-386 della Fosfatasi Acida Prostatica umana (ACPP) (NP_001090.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P15309
Peso Proteico	45 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio