


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Fosfatasi Acida Prostatica (Psap) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Numero articolo: CM0003796



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia la Fosfatasi Acida Prostatica umana (PSAP/ACPP). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso l'uomo e il ratto. Adatto per la ricerca su biomarcatori del cancro alla prostata e studi sull'infezione da HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfatasi Acida Prostatica (PSAP) mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatic Acid Phosphatase (PSAP)
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	55
GeneID	55
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-386 della Fosfatasi Acida Prostatica umana (ACPP) (NP_001090.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P15309
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio