


Anticorpo Monoclonale Anti-Proteasoma 20S Lmp7/Psmb8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28062

Numero articolo: CM0005749



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la subunità beta tipo-8 del proteasoma (LMP7/PSMB8) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Ideale per lo studio della funzione dell'immunoproteasoma e della presentazione degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Proteasoma 20S LMP7/PSMB8 mAb di Coniglio
Note/Alias	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasoma 20S LMP7/PSMB8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5696
GeneID	5696
Immunogeno	Proteina ricombinante del Proteasoma 20S LMP7/PSMB8 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P28062
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio