


Anticorpo Monoclonale Anti-Proteina C Per Wb, If-P, Elisa - P04070

Numero articolo: CM0008263



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Proteina C umana (SWISS P04070). Adatto per WB, IF-P e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Per uso nella ricerca sulla regolazione della coagulazione e studi sulla barriera endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Proteina C della coagulazione, mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	PC; APC; PROC1; THPH3; THPH4; Coagulation Protein C
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5624
GeneID	5624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-461 della Proteina C della coagulazione umana (P04070)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P04070
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio