


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Proteinasi 3/Pr3 Per Wb, Elisa - P24158

Numero articolo: CM0022528



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la Proteinasi 3/PR3 (Mieloblastina) umana, adatto per WB ed ELISA con reattività crociata con il ratto. Ideale per la ricerca sull'infiammazione, sulla biologia dei neutrofili e sulle malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Proteinasi 3/PR3
Note/alias	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinasi 3/PR3
Specie	Umana
ID genico (umana)	5657
ID genico	5657
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P24158
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante