


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Proteinasi K - P06873

Numero articolo: CM0021463



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Proteinasi K, validato per WB ed ELISA. Specifico per la Proteinasi K fungina (P06873), adatto per studiare l'attività proteolitica e l'idrolisi della cheratina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Proteinasi K pAb di Coniglio
Specie	Umano
Immunogeno	Proteina ricombinante di Proteinasi K
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Funghi
SWISS	P06873
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio