


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Protrombina (F2) Per Wb Ed Elisa - P00734

Numero articolo: CM0017158



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla protrombina umana (F2). Validato per Western blot ed ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca sulla coagulazione, gli studi sull'emostasi e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	F2 Rabbit pAb
Note/Alias	PT; THPH1; RPRGL2; F2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2147
ID Gene	2147
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 364-622 di F2 umano (NP_000497.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00734
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio