

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Protoporfirinogeno Ossidasi (Ppox) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P50336

Numero articolo: CM0026752



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la protoporfirinogeno ossidasi umana (PPOX), validato per Western blot, immunochimica (paraffina) e ELISA. Rileva PPOX umano e di topo. PPOX è un enzima mitocondriale che catalizza una fase critica nella biosintesi dell'eme; le mutazioni sono associate alla porfiria variegata.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | PPOX Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Annotazioni / Alias | VP, PPO, V290M, PPOX                                                                                                             |
| Specie              | Uomo                                                                                                                             |
| ID gene (Uomo)      | 5498                                                                                                                             |
| ID gene             | 5498                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della PPOX umana (NP_001116236.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                       |
| SWISS               | P50336                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 51kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                            |