

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Prox1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92786

Numero articolo: CM0009640



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PROX1 di alta qualità validato per applicazioni WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Peso target 83 kDa. Ideale per ricerche sulla biologia dello sviluppo e sul ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PROX1 Rabbit mAb
Note / Alias	PROX1; prospero homeobox 1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5629
GeneID	5629
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92786
Peso proteico	83 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio