


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prox1 Per Wb, Elisa - Q92786

Numero articolo: CM0014302



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-PROX1 è validato per Western blot ed ELISA, rileva il PROX1 umano, murino e del ratto, ed è ideale per studi di biologia dello sviluppo e del ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-PROX1
Note/Alias	PROX1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5629
GeneID	5629
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-375 del PROX1 umano (NP_002754.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92786
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio