

Anticorpo Policlonale Anti-Prp19 Per Wb, Elisa - Q9Ums4

Numero articolo: CM0028430



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRP19 (Pre-mRNA-processing fattore 19) umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi di splicing e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRP19 Rabbit pAb
Note/Alias	PSO4, SNEV, PRP19, UBOX4, hPSO4, NMP200
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	27339
ID gene	27339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di PRP19 umano (NP_055317.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UMS4
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio