

Anticorpo Policlonale Anti-Prp19 Per Wb - Q9Ums4

Numero articolo: CM0016538



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PRP19 umana (PSO4/SNEV), validato per WB, IHC, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dello splicing del pre-mRNA e dei meccanismi di riparazione del danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRP19 Rabbit pAb
Note/Alias	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Specie	Umana
GeneID (Umano)	27339
GeneID	27339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-416 della PRP19 umana (NP_055317.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UMS4
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio