

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Prp19 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ums4

Numero articolo: CM0006247



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante diretto contro PRPF19 (PRP19/SNEV) umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sullo splicing del pre-mRNA, la riparazione del DNA e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRP19 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	27339
GeneID	27339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-504 di PRPF19 umano (Q9UMS4)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UMS4
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio