

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prp31 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwy3

Numero articolo: CM0029294



introduzione

Convalida lo splicing del pre-mRNA con questo anticorpo policlonale coniglio PRPF31. Specifico per umano, topo, ratto; ideale per WB, IHC-P, ELISA. Componente U4/U6 snRNP di 55 kDa essenziale per l'assemblaggio dello spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRPF31 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RP11; PRP31; SNRNP61; NY-BR-99; PRPF31
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	26121
Gene ID	26121
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di PRPF31 umano (NP_056444.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WWY3
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio