

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prp6 Per Wb, Elisa - O94906

Numero articolo: CM0023222



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-PRP6 validato per WB ed ELISA con reattività umana. Strumento chiave per lo studio dello splicing dell'pre-mRNA, della segnalazione del recettore degli androgeni e dei meccanismi della retinite pigmentosa. - O94906

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRPF6 Rabbit pAb
Note/Alias	TOM; ANT1; Prp6; RP60; ANT-1; hPrp6; U5-102K; C20orf14; SNRNP102; PRPF6
Specie	Umano
GenelD (Umano)	24148
GenelD	24148
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O94906
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio