

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prpf3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O43395

Numero articolo: CM0028849



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità per il rilevamento di PRPF3, un componente chiave dello spliceosoma. Validato in WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing e sulla retinite pigmentosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRPF3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PRP3, RP18, HPRP3, Prp3p, HPRP3P, SNRNP90, PRPF3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9129
GenelD	9129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di PRPF3 umano (NP_004689.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43395
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio