

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prpf4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43172

Numero articolo: CM0028133



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting PRPF4, una proteina U4/U6 snRNP fondamentale per l'assemblaggio dello spliceosoma e lo splicing del pre-mRNA. Validato per WB, IHC-P e ELISA con reattività in uomo, topo e ratto. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRPF4 Rabbit pAb
Note/Alias	PRP4, RP70, HPRP4, Prp4p, HPRP4P, SNRNP60, PRPF4
Specie	Uomo
GeneID	9128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di PRPF4 umano (NP_004688.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43172
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio