


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prpf4B Per Wb E Elisa - Q13523

Numero articolo: CM0014763



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PRPF4B validato per WB e ELISA. Riconosce PRPF4B umano, murino e ratto, una chinasi coinvolta nell'assemblaggio dello spliceosoma, nella mitosi e nella segnalazione Hippo. Ideale per la ricerca sulla cromatina e sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRPF4B pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PR4H; PRP4; PRP4H; PRP4K; dj1013A10.1; PRPF4B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8899
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-760 del PRPF4B umano (NP_003904.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13523
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio