

Anticorpo Monoclonale Anti-Prpf8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P2Q9

Numero articolo: CM0008188



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo monoclonale coniglio anti-PRPF8 (Q6P2Q9) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce PRPF8 umano, di topo e di ratto, un fattore chiave nello splicing. L'immunogeno ricombinante garantisce specificità. Ideale per la ricerca sullo splicing dell'pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-PRPF8
Note/Alias	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10594
GeneID	10594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2200-2335 di PRPF8 umano (Q6P2Q9)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P2Q9
Peso Proteico	274kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio