

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prph Per Wb, If/Icc, Elisa - P41219

Numero articolo: CM0025794

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRPH umano (Periferina), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Adatto per la ricerca sui filamenti intermedi neuronali e per studi sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRPH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NEF4; PRPH1; PRPH
Specie	Umano
Gene ID	5630 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del PRPH umano (NP_006253.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P41219
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio