


Anticorpo Policlonale Anti-Prps2 Per Wb, Elisa - P11908

Numero articolo: CM0018556



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PRPS2 umano (ribosio-fosfato pirofosfochinasi 2), adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Strumento chiave per la ricerca sulla biosintesi dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRPS2 Rabbit pAb
Note / Alias	PRPSII; PRPS2
Specie	Umano
ID gene (Umano)	5634
ID gene	5634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di PRPS2 umano (NP_002756.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P11908
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio