


Anticorpo Policlonale Anti-Prps2 Per Wb, Elisa - P11908

Numero articolo: CM0013479



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PRPS2 umano (ribosio-fosfato pirofosfochinasi 2), validato per WB e ELISA. Rileva PRPS2 di origine umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRPS2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PRSII; PRPS2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5634
GeneID	5634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di PRPS2 umano (NP_002756.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11908
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio