


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prpsap2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60256

Numero articolo: CM0017301



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRPSAP2 umano (PAP41), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una banda di 41 kDa. Adatto per la ricerca sulla biosintesi dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRPSAP2 pAb di coniglio
Note/alias	PAP41; PRPSAP2
Specie	Umano
GenElD (umano)	5636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 211-252 di PRPSAP2 umano (NP_001340030.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O60256
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante