

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prr12 Per Wb, Elisa - Q9ULL5

Numero articolo: CM0020476

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRR12 umano, validato per western blot ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Indicato per la ricerca sulla biologia della cromatina e sul neurosviluppo. - Q9ULL5

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRR12 Rabbit pAb
Note/alias	NOC; KIAA1205; PRR12
Specie	Umano
ID del gene (umano)	57479
ID del gene	57479
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1687-2036 di PRR12 umano (NP_065770.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9ULL5
Peso della proteina	211 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante