

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prr16 Per Wb, Elisa - Q569H4

Numero articolo: CM0023122

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRR16/Largen umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata murina. Regola la dimensione cellulare e la funzione mitocondriale; ideale per la ricerca in biologia cellulare e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-PRR16
Note/Alias	DSC54; LARGEN; PRR16
Specie	Umano
GeneID (umano)	51334
GeneID	51334
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q569H4
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio