

Anticorpo Policlonale Anti-Prr5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P85299

Numero articolo: CM0013249

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRR5 (Protor-1), una subunità di mTORC2 e soppressore tumorale, validato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRR5 Rabbit pAb
Note/Alias	PP610; PROTOR1; PROTOR-1; FLJ20185k; PRR5
Specie	Umano
GeneID (umano)	55615
GeneID	55615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-388 di PRR5 umano (NP_851850.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P85299
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio