

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prrx1 Per Wb E Elisa - P54821

Numero articolo: CM0015929

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PRRX1 umano (PMX1, PRX1). Validato per Western blot (WB) e ELISA; reagisce in modo crociato con essere umano e topo. Adatto per ricerche sulla regolazione trascrizionale, differenziazione dei miofibroblasti e guarigione delle ferite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRRX1 Rabbit pAb
Note/Alias	PMX1; PRX1; AGOTC; PHOX1; PRX-1; PRRX1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5396
GeneID	5396
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di PRRX1 umano (NP_073207.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P54821
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio