

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prrx2 Per Wb, Elisa - Q99811

Numero articolo: CM0021457



introduzione

PRRX2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA. Riconosce PRRX2 umano, di topo, di ratto. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo e nella guarigione delle ferite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRRX2 Rabbit pAb
Note/Alias	PMX2; PRX2; PRRX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51450
GeneID	51450
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-253 di PRRX2 umano (NP_057391.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99811
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio