

Anticorpo Policlonale Anti-Prss1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07477

Numero articolo: CM0015965



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting PRSS1 umano (tripsina-1). Convalidato per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce PRSS1 di uomo e ratto. Adatto per la ricerca sulla digestione delle serina proteasi e la proteolisi extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	PRSS1 Rabbit pAb
Note/Alias	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1; PRSS1
Specie	Uomo
GeneID	5644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-247 di PRSS1 umano (NP_002760.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	P07477
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato