

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prss12 Per Wb, Elisa - P56730

Numero articolo: CM0014424

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PRSS12 umana (neurotripsina), validato per Western blot ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla plasticità neuronale e sulla memoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRSS12 pAb di coniglio
Note/alias	MRT1; BSSP3; BSSP-3; PRSS12
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8492
GeneID	8492
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-300 della PRSS12 umana (NP_003610.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P56730
Peso della proteina	97 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico