

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Prss2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07478

Numero articolo: CM0002412



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-PRSS2 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce la tripsina-2 umana, murina e ratto. Ideale per lo studio delle proteasi digestive e del processamento delle defensine nelle cellule di Paneth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRSS2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5645
ID Gene	5645
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della PRSS2 umana (P07478).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P07478
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio