

Anticorpo Policlonale Anti-Prss23 (Pab Di Coniglio) Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95084

Numero articolo: CM0022774

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la PRSS23 umana (serina proteasi 23), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteasi e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-PRSS23
Note/Alias	SIG13; SPUVE; ZSIG13; PRSS23
Specie	Umana
ID gene	11098
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 101-220 della PRSS23 umana (NP_009104.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O95084
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio