


Anticorpo Policlonale Anti-Prss8 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16651

Numero articolo: CM0020737



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRSS8 umano (prostasin/CAP1), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per lo studio della regolazione dell'ENaC e della biologia epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRSS8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAP1; PROSTASIN; PRSS8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5652
GeneID	5652
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi da 200 al C-terminale del PRSS8 umano (NP_002764.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16651
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio