


Anticorpo Policlonale Anti-Prx Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxm0

Numero articolo: CM0020690



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRX umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze, della biologia della mielina e della malattia di Charcot-Marie-Tooth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRX Rabbit pAb
Note/Alias	CMT4F; PRX
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	57716
ID del gene	57716
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1250-1350 di PRX umano (NP_870998.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BXM0
Peso della proteina	155 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante