


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Psa/Klk3 Per Wb, Elisa - P07288

Numero articolo: CM0009117



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PSA/KLK3 (clone A4355) validato per WB e ELISA. Colpisce l'antigene prostatico specifico umano (UniProt P07288, 29 kDa). Immunogeno: peptide sintetico dagli aa 162-261. Adatto per la ricerca sui biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSA/KLK3 Rabbit mAb
Note/Alias	APS; PSA; hK3; KLK2A1; PSA/KLK3
Specie	Umana
GeneID (umano)	354
GeneID	354
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 162-261 di PSA/KLK3 umano (P07288).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07288
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio