


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psap (Prosaposina) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Numero articolo: CM0022592



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSAP (Prosaposina) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva una banda di ~58 kDa. Reagisce con il topo e il ratto. Ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione e sulle malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSAP Rabbit pAb
Note/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; PSAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5660
GeneID	5660
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli aminoacidi 275-524 della PSAP umana (NP_002769.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07602
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio