


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Psap (Validato Kd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07602

Numero articolo: CM0006353



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro PSAP umano (prosaposina), validato per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia la proteina attivatrice degli sfingolipidi lisosomiali coinvolta nel metabolismo dei glicosfingolipidi e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] PSAP Coniglio mAb
Note/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; [KD Validated] PSAP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5660
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 275-524 di PSAP umano (NP_002769.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P07602
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio