


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psca Per Wb E Elisa - O43653

Numero articolo: CM0029011



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Antigene delle Cellule Staminali Prostatiche (PSCA) umano, adatto per Western blot ed ELISA. Utile nella ricerca sul cancro e sul morbo di Alzheimer. Materia prima IVD affidabile da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSCA Rabbit pAb
Note/Alias	PRO232; IncPSCA; PSCA
Specie	Umana
GenelD (Umano)	8000
GenelD	8000
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	O43653
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio