

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psd2 Per Wb Ed Elisa - Q9Bqi7

Numero articolo: CM0015721

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-PSD2 validato per WB ed ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per studiare il ruolo della proteina 2 contenente i domini PH e SEC7 nel traffico di membrana e nella citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PSD2
Note/Alias	EFA6C; PSD2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84249
ID Gene	84249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di PSD2 umano (NP_115665.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BQI7
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio