

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 Per Wb, If-P, Elisa - Q15700

Numero articolo: CM0002841



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting PSD93/DLG2, adatto per WB, IF-P ed ELISA. Riconosce PSD93/DLG2 umano, murino e ratto. Utile per la ricerca sulla segnalazione del recettore NMDA, sul dolore cronico e sulla stabilità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSD93/chapsyn-110/DLG2 Coniglio mAb
Note/Alias	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2
Specie	Umano
Gene ID	1740
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 600-700 di PSD93/chapsyn-110/DLG2 umano (Q15700).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15700
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio