

Anticorpo Policlonale Anti-Psd95 Per Wb, If/Icc, Elisa - P78352

Numero articolo: CM0027285



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla PSD95 umana (DLG4, SAP90). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata umana, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla plasticità sinaptica e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSD95 Rabbit pAb
Note/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1742
GeneID	1742
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-510 della PSD95 umana (NP_001308004.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P78352
Peso Proteico	80 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio