

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Psd95 Per Wb, Elisa - P78352

Numero articolo: CM0002904



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PSD95, validato per Western blot e ELISA. Riconosce la regione N-terminale della PSD95 umana e presenta reazione crociata con topo e ratto. Adatto per rilevare la PSD95 endogena nel tessuto cerebrale, consentendo studi sulla plasticità sinaptica e sull'organizzazione postsinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSD95 Rabbit mAb
Note/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1742
ID gene	1742
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della PSD95 umana (P78352).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P78352
Peso proteico	80 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio