

Anti-Psd95 Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78352

Numero articolo: CM0012016



introduzione

Anticorpo monoclonale PSD95 di coniglio di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla plasticità sinaptica e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSD95 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1742
GeneID	1742
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PSD95 umano (NP_001308004.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P78352
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio